


Anti-Cd107B (Lamp2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17047

품목 번호: CM0023783



소개

CD107b(LAMP2)를 표적하는 약 46 kDa의 마우스 대응 Rabbit polyclonal 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 리소좀 생합성, 오토파지, 샤페론 매개 오토파지 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD107b Rabbit pAb
비고/별칭	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
종	마우스
Gene ID (Human)	3920
Gene ID	16784
면역원	마우스 CD107b (NP_001017959.1)의 아미노산 26-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P17047
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백