

Wb, Elisa용 항-Cd109 단클론 항체 - Q6Yhk3

품목 번호: CM0007329



소개

이 토끼 단클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 GPI 고착 세포막 단백질인 인간 CD109를 표적으로 합니다. 각질형성세포, 내피세포 및 혈소판에서 TGF-베타 신호 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD109 토끼 mAb
비고/별칭	CD109; CPAMD7; p180; r150; CD109 항원
종	인간
유전자ID (인간)	1024
유전자ID	135228
면역원	재조합 단백질 인간 CD109의 아미노산 223-462에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_598000.2)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6YHK3
단백질 분자량	74kDa/152kDa/159kDa/161kDa
배송 방법	아이스 팩