


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd10/Mme 토끼 단클론 항체 - P08473

품목 번호: CM0007559



소개

인간 CD10/MME(네프릴린, CALLA)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 펩티드 분해, 심혈관 조절 및 질환에서 네프릴린 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD10/MME 토끼 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
종	인간
유전자 ID (인간)	4311
유전자 ID	4311
면역원	재조합 단백질 인간 CD10/MME (NP_000893.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백