


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd10/Mme 토끼 다클론 항체 - P08473

품목 번호: CM0029566



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 CD10/MME(CALLA, 네프릴리신)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 암, 신경퇴행성 질환 및 펩타이드 호르몬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD10/MME 토끼 pAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
종	인간
유전자 ID (인간)	4311
면역원	인간 CD10/MME (NP_000893.2)의 아미노산 52-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스백