

Wb, Elisa용 Anti-Cd112 토끼 다클로날 항체 - P32507

품목 번호: CM0021652



소개

마우스 CD112 (Nectin-2)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 교차 반응합니다. T-세포 신호 전달 및 세포 접착의 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD112 Rabbit pAb
비고/별칭	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2; CD112
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	5819
유전자 ID (마우스)	19294
면역원	마우스 CD112 (NP_033016.3)의 아미노산 32-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P32507
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백