


Anti-Cd115/Csf-1R Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

품목 번호: CM0029127



소개

인간 CD115/CSF-1R(M-CSF 수용체)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 대식세포 생물학, 선천성 면역 및 암 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD115/CSF-1R Rabbit pAb
비고/별칭	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1436
GeneID	1436
면역원	인간 CD115/CSF-1R (NP_005202.2)의 아미노산 873-972 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07333
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백