

Wb, Elisa용 Anti-Cd116/Gm-Csfrα 토끼 단일클론 항체 - P15509

품목 번호: CM0006368



소개

사람 CD116/GM-CSFRα(CSF2RA, CDw116)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 저친화성 과립구-대식세포 콜로니 자극 인자 수용체 알파 소단위를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD116/GM-CSFRα 토끼 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFRα
종	사람
GeneID(사람)	1438
GeneID	1438
면역원	사람 CD116/GM-CSFRα(NP_006131.2)의 아미노산 23-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P15509
단백질 분자량	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
배송	아이스팩