

Anti-Cd116/Gm-Csfr α 토끼 단일클론 항체 (Wb, Fc, Elisa용) - P15509

품목 번호: CM0008225



소개

인간 CD116/GM-CSFR α (GM-CSF 수용체 알파 서브유닛)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western Blot), 유세포 분석(Flow Cytometry), ELISA 어플리케이션에 대해 인간 반응성으로 검증되었습니다. 여러 분자량 아이소폼이 검출됩니다: 27-50 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD116/GM-CSFR α 토끼 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1438
유전자 ID	1438
항원(Immunogen)	인간 CD116/GM-CSFR α (NP_006131.2)의 아미노산 23-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
P15509	
단백질 분자량	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)