

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Cd117/C-Kit 단일클론 항체 - P10721

품목 번호: CM0012380



소개

Western blot, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 인간 CD117/c-Kit(c-Kit, CD117, SCFR)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 줄기세포 생물학, 종양학 및 비만세포 질환 분야의 인간 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD117/c-Kit 토끼 mAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
종	인간
GeneID(인간)	3815
GeneID	3815
면역원	인간 CD117/c-Kit(NP_000213.1)의 아미노산 871-976에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10721
단백질 중량	110kDa
배송	아이스팩