

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd117/C-Kit 폴리클로날 항체 - P10721

품목 번호: CM0026713



소개

인간 CD117/c-Kit (KIT)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 줄기세포, 암 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD117/c-Kit Rabbit pAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3815
GeneID	3815
면역원(Immunogen)	인간 CD117/c-Kit (NP_000213.1)의 아미노산 867-976에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)