

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd117/C-Kit 다클론 항체 - P10721

품목 번호: CM0014120



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 항-CD117/c-Kit 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐를 인식합니다. 재조합 단백질 면역원. 줄기세포 생물학, 조혈작용, 멜라닌 생성 및 종양발생 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD117/c-Kit 토끼 pAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
종	사람
유전자ID (사람)	3815
유전자ID	3815
면역원	재조합 단백질 (사람 CD117/c-Kit (NP_000213.1)의 아미노산 210-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송 방법	아이스 팩