


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Cd117/C-Kit Rabbit Monoclonal Antibody - P05532

품목 번호: CM0007073



소개

마우스 CD117/c-Kit(줄기세포 인자 수용체)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 조혈, 줄기세포 생물학, 발암성 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD117/c-Kit Rabbit mAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
종 특이성	마우스
GeneID (Human)	16590
GeneID	16590
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P05532
단백질 분자량	23KDa/109KDa
배송	아이스백