

Wb, Elisa용 Anti-Cd117/C-Kit Rabbit Monoclonal Antibody - P10721

품목 번호: CM0006639



소개

WB, ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-CD117/c-Kit Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 세포 생존, 조혈, 줄기세포 유지 및 멜라닌 생성에 핵심적인 역할을 하는 인간 KIT 수용체(P10721)를 타겟으로 합니다. 암 및 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD117/c-Kit Rabbit mAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3815
GeneID	3815
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 c-Kit (NP_000213.1)의 아미노산 26-520에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
Cross Reactivity (교차 반응성)	Human (인간)
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스팩