


Anti-Cd117/C-Kit Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P05532

품목 번호: CM0006661



소개

CD117/c-Kit Rabbit mAb는 WB, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스에 특이적으로 반응합니다. 조혈, 줄기세포 및 흑색종 연구를 위한 핵심 도구입니다.

SWISS: P05532.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD117/c-Kit Rabbit mAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfsc03; CD117/c-Kit
종 특이성	마우스
GeneID (Human)	3815
GeneID	16590
면역원	마우스 CD117/c-Kit (NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P05532
단백질 분자량	109KDa/22KDa
배송 조건	아이스백