

Anti-Cd119 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P15261

품목 번호: CM0021176

소개

마우스 CD119 (인터페론 감마 수용체 1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 항균 및 항종양 면역에 필수적인 52 kDa 막 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD119 Rabbit pAb
비고/별칭	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
종	마우스
유전자 ID	15979
면역원	마우스 CD119의 아미노산 26-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (NP_034641.1)
원천	토끼
분류	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P15261
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백