


Wb, Fc용 항-Cd11A 단일클론 항체 - P20701

품목 번호: CM0006320



소개

인간에서 WB 및 FC용으로 검증된 항-CD11a 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 면역 접착 수용체인 인테그린 알파-L(LFA-1)을 인식합니다. 면역학 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD11a 토끼 mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
종	인간
GeneID(인간)	3683
GeneID	3683
면역원	재조합 단백질 인간 CD11a(NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20701
단백질 중량	118kDa/129kDa/134kDa
배송	아이스팩