

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd11A 토끼 단클론 항체 - P24063

품목 번호: CM0008430

소개

웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA에서 검증된 마우스 CD11a 토끼 단클론 항체로, 마우스와 래트에 교차 반응합니다. 표적은 백혈구 부착 및 면역 기능에 관여하는 128 kDa 인테그린 알파-L 사슬(LFA-1)입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD11a 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종	마우스
GeneID (인간)	728642
GeneID	16408
면역원	재조합 단백질 마우스 CD11a(NP_001240801.1)의 아미노산 149-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스 팩