


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd11A 토끼 단일클론 항체 - P20701

품목 번호: CM0007090



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-CD11a 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 CD11a (ITGAL)를 인식하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 백혈구 부착 및 면역 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD11a Rabbit mAb
비고/별칭	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; integrin alpha-L; CD11a
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3683
유전자 ID	3683
항원	인간 CD11a (NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P20701
단백질 분자량	119kDa/128kDa/134kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)