


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal 단클론 항체 - P20701

품목 번호: CM0002092



소개

인간 CD11a/LFA-1A/ITGAL에 대한 재조합 토끼 단클론 항체 (P20701), WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 백혈구 부착, 면역 시냅스 및 식세포작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD11a/LFA-1A/ITGAL 토끼 mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
종	인간
유전자ID (인간)	3683
유전자ID	3683
면역원	합성 펩타이드 인간 CD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701)의 아미노산 1071-1170 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20701
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스 팩