


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal 토끼 다클론 항체 - P20701

품목 번호: CM0019341



소개

사람 CD11a/LFA-1A/ITGAL을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 백혈구 접착 및 면역세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD11a/LFA-1A/ITGAL 토끼 pAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
종	사람
GeneID (사람)	3683
면역원	사람 CD11a/LFA-1A/ITGAL의 26-340번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001107852.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P20701
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩