


Anti-Cd11B (Itgam) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P05555

품목 번호: CM0021310



소개

생쥐 CD11b/ITGAM 인테그린을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응하며, 백혈구 접착, 보체 수용체 기능 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD11b Rabbit pAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
종	생쥐
유전자ID (인간)	16409
유전자ID	16409
면역원	생쥐 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 방법	아이스 팩