

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd11B 토끼 단일클론 항체 - P11215

품목 번호: CM0006617



소개

Western Blot(WB), IHC-P 및 ELISA에서 검증된 CD11b 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에 적합하며, 백혈구 부착 및 선천면역에 관여하는 인테그린 알파-M(ITGAM)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD11b 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
GeneID (인간)	3684
GeneID	3684
면역원	인간 CD11b(NP_000623.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백