

Fc, Elisa용 항-Cd123 토끼 단클론 항체 - P26952

품목 번호: CM0004193

소개

유세포 분석 및 ELISA 응용분야용 CD123 토끼 단클론 항체(IL-3Rα). 생쥐 CD123과 반응하며, 세포외 도메인에 해당하는 재조합 면역원입니다. 조혈 및 사이토카인 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD123 토끼 mAb
비고/별칭	CD123; SUT-1; CDw123
종	생쥐
유전자ID (인간)	3563
유전자ID (생쥐)	16188
면역원	생쥐 CD123 (NP_032395.1)의 아미노산 17-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용분야	FC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P26952
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩