


Anti-Cd123/IL-3R 알파 폴리클론항체 (토끼), Wb 및 Elisa용 - P26951

품목 번호: CM0019944



소개

인간 CD123/IL-3RA(IL-3 수용체의 리간드 결합 알파 서브유닛)를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 조혈, 백혈병 줄기세포 연구 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD123 Rabbit pAb
비고/별칭	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha
종	인간
GeneID	3563
면역원	인간 CD123 (NP_002174.1)의 아미노산 20-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P26951
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백