

Wb, If-P, Elisa용 항-Cd127/Il7R 단일클론항체 - P16871

품목 번호: CM0003543



소개

WB, IF-P, ELISA 검증 완료된 재조합 항-CD127/IL7R 토끼 단일클론항체; 인간, 마우스, 쥐 CD127과 반응. T 세포 발달 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD127/IL7R 토끼 단일클론항체 (mAb)
비고/별칭	IL7RA; CD127; IL7R; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
종	인간
유전자 ID (인간)	3575
유전자 ID	3575
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD127/IL7R(P16871)의 아미노산 300-400번 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P16871
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩