

Wb, Elisa용 항-Cd127/IL7R 토끼 다클론 항체 - P16871

품목 번호: CM0016320



소개

사람 CD127(IL-7 수용체 알파)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 면역학 및 수용체 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD127/IL7R 토끼 pAb
비고/별칭	IL7RA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
종	사람
유전자ID	3575
면역원	사람 CD127/IL7R(NP_002176.2)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P16871
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백