

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd13 토끼 다클로널 항체 - P97449

품목 번호: CM0020002

### 소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 마우스 CD13 (Aminopeptidase N)을 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 펩타이드 처리 및 혈관신생에 관여합니다. 재조합 면역원입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD13 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭      | Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13                             |
| 종(Species) | 마우스                                                           |
| GeneID     | 16790                                                         |
| 면역원        | 마우스 CD13 (NP_032512.2)의 아미노산 69-966에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                            |
| 카테고리       | 다클로널 항체                                                       |
| 애플리케이션     | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫트                                                   |
| SWISS      | P97449                                                        |
| 단백질 분자량    | 109kDa                                                        |
| 배송         | 아이스백                                                          |