


유세포 분석용 항-Cd130/Gp130 토끼 단클론 항체 - Q00560

품목 번호: CM0005084



소개

마우스 CD130/gp130에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 표적 분자량은 102kDa입니다. IL-6 신호 전달 경로 연구 및 사이토카인 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD130/gp130 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD130; gp130; D13Ertd699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
종	마우스
유전자 ID (사람)	3572
유전자 ID (마우스)	16195
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00560
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백