


Wb, Elisa용 Anti-Cd132 토끼 다클론 항체 - P34902

품목 번호: CM0021940



소개

마우스 CD132(IL-2RG, gammaC)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드 CD132를 인식합니다. 사이토카인 신호전달 및 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD132 토끼 pAb
비고/별칭	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
종	마우스
유전자 ID	16186
면역원	마우스 CD132(NP_038591.1)의 아미노산 23-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P34902
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백