

Wb, Ip, If-P, Elisa용 항-Cd133(Prom1) 토끼 단클론 항체 - O54990

품목 번호: CM0005871

소개

WB, IP, IF-P, ELISA에서 검증된 CD133 토끼 단클론 항체입니다. 마우스와 래트와 반응합니다. 세포 분화 및 망막 원반 형태형성의 핵심 조절인자인 약 97 kDa 프로미닌-1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD133 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom11; 492416E19Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	8842
유전자ID	19126
면역원	마우스 CD133(NP_001157049)의 아미노산 20-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O54990
단백질 분자량	97 kDa
배송	아이스 팩