

Wb, Elisa용 Anti-Cd134 토끼 다클론 항체 - P47741

품목 번호: CM0019703

소개

마우스 CD134/OX40을 표적으로 하며 WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항체로, 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. T세포 공동자극 경로 및 장기 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD134 토끼 pAb
비고/별칭	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txp1; TXGPIL
종	마우스
GeneID	22163
면역원	마우스 CD134(NP_035789.1)의 아미노산 20-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P47741
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩