


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd137 토끼 단클론 항체 - P20334

품목 번호: CM0007744



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 생쥐 CD137 (4-1BB) 토끼 단클론 항체입니다. 면역종양학 및 T세포 생물학 연구를 지원하기 위해 T세포 공동자극 수용체 TNFRSF9을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD137 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040111Rik
종	생쥐
유전자ID (인간)	3604
유전자ID	21942
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P20334
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩