

유세포 분석용 Anti-Cd138 단일클론 항체 - K7Gnf5

품목 번호: CM0005491

소개

돼지 유세포 분석용으로 검증된 고품질의 접합 토끼 항-돼지 CD138 단일클론 항체(SDC1, syndecan-1). 재조합 단백질 면역원. 엑소솜 생성, 세포-기질 상호작용 및 치아 발생 연구에 이상적입니다. 32kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-돼지 CD138 mAb
비고/별칭	SDC1, syndecan-1
종	돼지(Pig)
GeneID (인간)	6382
GeneID	100519770
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	돼지(Pig)
SWISS	K7GNF5
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)