

Ihc-P, Elisa용 항-Cd138/Syndecan-1 토끼 단일클론 항체 - P18827

품목 번호: CM0007267



소개

이 토끼 단일클론 항체는 세포 표면 프로테오글리칸인 인간 CD138/Syndecan-1을 검출합니다. 연구 및 진단 개발에서 IHC-P 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD138/Syndecan-1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
종	인간
GeneID (인간)	6382
면역원	인간 CD138/Syndecan-1의 재조합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P18827
단백질 중량	32kDa
배송	아이스팩