

Wb용 Anti-Cd138/Syndecan-1 토끼 단일클론 항체 - P18827

품목 번호: CM0009802



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 CD138/Syndecan-1(SWISS: P18827)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD138/Syndecan-1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
종	인간
유전자 ID(인간)	6382
유전자 ID	6382
면역원	인간 Syndecan 1(P18827)의 아미노산 23-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18827
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩