

Fc용 항-Cd13/Anpep 단클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0004751



소개

인간 CD13/ANPEP을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC) 응용 분야에 특화되어 설계되었습니다. 면역원은 아미노산 69-967 범위를 포함하며 면역학 및 바이러스학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
종	인간
GeneID (인간)	290
GeneID	290
면역원	인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스백