

## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd13/Anpep 단클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0003107



### 소개

인간 CD13/ANPEP을 표적으로 하는 고품질 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 아미노펩티다아제 N 기능과 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD13/ANPEP 토끼 mAb                                                |
| 비고/별칭       | APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 290                                                              |
| 유전자 ID      | 290                                                              |
| 면역원         | 인간 CD13/ANPEP (P15144)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩티드           |
| 기원          | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                           |
| 응용 분야       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                        |
| SWISS       | P15144                                                           |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                                           |
| 배송          | 아이스 팩                                                            |