

Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd13/Anpep 단일클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0003503



소개

WB, IHC-P, FC, ELISA용으로 검증된 CD13/ANPEP 토끼 단일클론 항체; 면역원 재조합 인간 CD13 (aa 69-967); 110kDa; 아미노펩티다제 N을 표적으로 하는 진단 및 연구용.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD13/ANPEP Rabbit mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
종	Human
GeneID (human)	290
GeneID	290
면역원	재조합 단백질; 인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P15144
단백질 크기	110kDa
배송	아이스 팩