

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd13/Anpep 폴리클로날 항체 - P15144

품목 번호: CM0030363



소개

CD13/ANPEP Rabbit pAb은 아미노펩티다제 N을 표적으로 하는 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 소화, 혈관생성 및 바이러스 감염 메커니즘 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD13/ANPEP Rabbit pAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAPI; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	290
GeneID	290
면역원(Immunogen)	인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 668-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)