


Wb용 항-Cd14 토끼 단클론 항체 - P10810

품목 번호: CM0009848



소개

WB, FC, ELISA용으로 검증된 마우스 CD14 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플과 반응하며 약 39 kDa 단백질을 검출합니다. 선천면역 및 LPS 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD14 토끼 mAb
비고/별칭	CD14
종	마우스
유전자 ID (사람)	929
유전자 ID (마우스)	12475
면역원	마우스 CD14(NP_033971.1)의 아미노산 18-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용	WB, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P10810
단백질 분자량	39k Da
배송	아이스팩