


Wb, Ihc-P, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Cd141/Thrombomodulin 폴리클로날 항체 - P07204

품목 번호: CM0029856



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 트롬보모듈린 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 CD141/THBD를 검출하며, 응고 및 염증을 조절합니다. 심혈관 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD141/Thrombomodulin Rabbit pAb
비고/별칭	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Thrombomodulin
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7056
GeneID	7056
항원(Immunogen)	인간 CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1)의 아미노산 19-515에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P07204
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)