

Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd141/Thrombomodulin Rabbit Polymab® - P07204

품목 번호: CM0006516



소개

인간 CD141/Thrombomodulin에 대한 고평이성 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA에서 검증됨. 재조합 면역원. 응고, 염증 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD141/Thrombomodulin Rabbit PolymAb®
비고/별칭	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
종	인간
GeneID (인간)	7056
면역원	재조합 단백질 인간 CD141/Thrombomodulin의 아미노산 19-515 서열에 반응하는 재조합 융합 단백질. (NP_000352.1).
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07204
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백