

If/Icc, Fc용 Anti-Cd142 (Tissue Factor) 단클로널 항체 - P13726

품목 번호: CM0011610



소개

인간 CD142/Tissue Factor를 표적하는 접합 토끼 단클로널 항체로, 면역형광법 및 유세포분석법에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원을 사용하며 인간과 교차 반응합니다. 지혈 및 응고 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD142 mAb
비고/별칭	TF; TFA; CD142
종	Human
유전자 ID (인간)	2152
유전자 ID	2152
면역원	인간 CD142 (NP_001984.1)의 아미노산 34-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단클로널 항체
응용	IF/ICC, FC
교차 반응성	Human
SWISS	P13726
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩