

Fc용 Anti-Cd144/Ve Cadherin 단일클론 항체 - P33151

품목 번호: CM0009513

소개

인간 CD144/VE-Cadherin을 표적하는 접합 토끼
단일클론 항체. 유세포 분석에 적합하며, 인간과
교차반응, 단백질 분자량 88 kDa, 재조합 면역원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
비고/별칭	7B4; CD144
종	인간
GeneID (인간)	1003
GeneID	1003
면역원	인간 CD144/VE Cadherin (NP_001786.2)의 아미노산 48-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P33151
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백