

Fc용 항-Cd144/Ve 카드헤린 단일클론 항체 - P33151

품목 번호: CM0003987

소개

인간 CD144/VE 카드헤린을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 직접 유세포 분석을 위해 에 접합되었습니다. 내피세포 면역표현형 분석 및 혈관 생물학 연구에 이상적이며, 접착 및 신호 전달 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                            |
| 제품명         | 토끼 항-인간 CD144/VE 카드헤린 mAb                                                    |
| 비고/별칭       | 7B4; CD144                                                                   |
| 종           | 인간                                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 1003                                                                         |
| 유전자 ID      | 1003                                                                         |
| 면역원         | 인간 CD144/VE 카드헤린(NP_001786.2)의 아미노산 48-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                           |
| 범주          | 단일클론 항체                                                                      |
| 응용 분야       | FC                                                                           |
| 교차 반응성      | 인간                                                                           |
| SWISS       | P33151                                                                       |
| 단백질 무게      | 88kDa                                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                                         |