

Wb, Elisa용 항-Cd146 다클론 항체 - Q8R2Y2

품목 번호: CM0019677

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 CD146 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 세포접착분자 MUC18을 표적으로 하며 흑색종 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD146 토끼 pAb
비고/별칭	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
종	마우스
유전자ID (인간)	4162
유전자ID	84004
면역원	마우스 CD146의 아미노산 24-563에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합단백질. (NP_075548.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8R2Y2
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스팩