

Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 항-Cd146 토끼 단클론 항체 - Q8R2Y2

품목 번호: CM0004699

소개

인간, 생쥐, 래트에서 반응성을 보이는 WB, IHC-P, FC, ELISA에서 검증된 고품이성 CD146 토끼 단클론 항체입니다. 세포 부착 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD146 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
종	생쥐
유전자ID (인간)	4162
유전자ID	84004
면역원	생쥐 CD146 (NP_075548.2) 아미노산 24-563 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8R2Y2
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스 팩