


Wb, If/Icc, Elisa용 항인간 Cd146/Mcam 토끼 단클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0006916



소개

인간 CD146/MCAM (MUC18)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 26-350). 혈관 생물학 및 흑색종 전이 연구를 지원합니다. 예상 분자량 ~72 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD146/MCAM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4162
면역원	인간 CD146/MCAM (NP_006491.2)의 아미노산 26-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송 방법	아이스 팩