


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd146/Mcam 토끼 단일클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0007729



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 CD146/MCAM (P43121)을 타겟팅하는 고평이성 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 부착, 흑색종 진행 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD146/MCAM Rabbit mAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM; CD146/MCAM
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4162 (Human)
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 CD146/MCAM (P43121)의 아미노산 547-646 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)