


Wb, Ihc-P, If/Icc용 Anti-Cd146/Mcam 토끼 단일클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0010982



소개

인간 CD146/MCAM (별칭 MUC18, MelCAM)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원 사용, 인간 교차 반응성; 흑색종 진행 및 내피 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD146/MCAM 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
종 특이성	인간
GeneID (인간)	4162
GeneID	4162
면역원	인간 CD146/MCAM (NP_006491.2)의 아미노산 24-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43121
단백질 분자량	72 kDa
배송	아이스백